

3M™ Clinpro™ Clear Fluorid

Effektive Aufnahme von Fluorid bei geringerer Dosierung

3M™ Clinpro™ Clear Fluorid

Herkömmliche Fluoridlacke umschließen Natriumfluorid-Ionen in klebrigem Harz, das vor der Aufnahme durch den Zahn aufgelöst werden muss. In der wasserbasierten Formulierung von Clinpro Clear Fluorid sind die Fluoridionen sofort nach dem Auftragen frei verfügbar, so dass die Zähne schnell die 2,1%ige Fluoriddosis erhalten.


Die Zähne nehmen nicht nur eine vergleichbare Menge an Fluorid auf wie bei Einsatz eines 5%igen Fluoridlacks auf Harzbasis, sondern Clinpro Clear Fluorid ermöglicht die Aufnahme auch noch in nur 15 Minuten.

Lösliches Fluorid macht den Unterschied.

Harzbasierte Formulierungen

vs

Neue, wasserbasierte Formulierung von 3M



Fluoridierung leicht gemacht